

# visolux DIGITAL XL FHD

ESCHENBACH

ヴィゾルクスデジタルXL FHD  
29cm

2倍 ~ 22倍

2年  
保証

約 30cm

20cm



スマホと同じ  
タッチパネル



▲詳しくはコチラ

**大画面なのにわずか 1kg の軽量設計**  
人前でも臆せず使えるスタイリッシュ読書器

- タッチパネルでかんたん操作
- まぶしさ軽減ディスプレイ採用。画面が明るくコントラストが強いため見やすい
- ブルーライトカットフィルター搭載
- HD 高感度カメラで拡大時の違和感を軽減
- 縦横双方向へのスクロール機能で拡大時の文字の見失いを防ぎます
- アンダーライン、必要な部分のみを表示するマスキング機能でさらに読みやすく
- 人間光学に基づいたスタンド設計で首・肩・腰への負担を軽減します
- カメラが上下に可動し距離が取れるので読むだけでなく書き込みもできる
- バッテリーステータス情報の確認が可能

1655-1 ￥198,000 (非課税)

JAN 4026158-595119

専用ベース

本体価格

1655-105 ￥12,100 (￥11,000)

JAN 4048347-967798



書き込みやすく文庫本も  
読みやすい専用ベース (別売)

【輸入 / 販売元】

株式会社エッセンバッハ光学ジャパン

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-15-4  
TEL03-3293-8570 FAX03-3293-8276

E-mail:toiawase@eschenbach-optik.co.jp  
http://www.eschenbach-optik.co.jp

このパンフレットは印刷の都合上、製品等の色味が実際の製品と異なる場合がございます



## タッチ操作で直観的な使い心地

スマートフォンの画面のように二本の指で  
拡大縮小、スクロールが可能です

まぶしさを抑えたク  
リアディスプレイ＋  
マットブラック表示  
で読みやすい

マグネット接続部を  
差し込むと磁力を利用  
して充電ケーブルと  
の接続が簡単

左右のダイレクトボ  
タンで縦横双方向へ  
のスクロールが簡単  
に






軽量かつ大画面ディ  
スプレイ、据置き型  
として見やすく、持  
ち運びもらくらく

腰や肩が楽な姿勢で  
使え、書き込みや文  
庫本などが読みやす  
い専用ベース



専用ベース（別売）

### 簡易操作方法

-  上部ボタン：様々な設定ができます
-  撮影が可能。撮影した状態で倍率の変更や色の反転、画像保存ができます
-  無段階ズームで倍率の変更ができます
-  セットしたコントラストパターンの切替えができます
-  3倍以上に拡大した画面を上下左右にスクロールします

### 日常生活用具助成制度



※自己負担金はない場合もございます

### 安心のお約束

- 日本語のスタートアップガイドを同封
- 製品の詳しい取扱説明書は右のQRコードよりダウンロードできます
- 修理などアフターケアは日本支社が対応いたします
- ロービジョン専用相談窓口（ルーペの使い方などをご説明します）

TEL 03-3293-8570（平日 11：00～16：00）



取扱説明書

お問い合わせ