

optaro®

A revolutionary
new vision enhancing product

いつでもどこにでも持ち歩けるoptaro®で
あなたのiPhoneを読書補助具に変えましょう。

optaro® は、世界で初めてスマートフォンとの接続を前提に作られた読書補助具です。
無料アプリをダウンロードし、ワイヤレス接続を行うことで、あなたのiPhoneがフル機能
の拡大読書器になります。
シンプルで使い勝手の良い携帯型で、既に据え置き型を持っている方の持ち運び用に、ビ
ジネスや学習に使用する方々の補助具にも最適です。

optaro® を選ぶ理由

革新性: スマートフォンとの接続を前提に作られた最新型の拡大読書器

シンプル: 直感的なユーザーインターフェイスで操作が簡単

利便性: 2つのデバイスを1つにまとめることができ、持ち歩きも容易

フル HD カメラ:

3 ～ 15 倍* の倍率で、被写界深度の高い鮮明な
画像を生成します。カメラが中央に配置されてい
るため、方向の確認が容易です。41mmの視野を
持ち、自宅や移動中の視覚作業に最適です。

*倍率は、iPhoneの画面サイズにより異なります。

一体型スタンド:

理想的な傾斜角度が、リラックスした読
書姿勢をサポートします。
スタンドを折りたたむと、カメラは自動
的に回転します。



グレアフリー照明:

高コントラストで均一な拡大像
が得られます。



重さ: 約120 g

ユニバーサルスタンド(1653-38)
ほぼすべての iPhone モデルに適した
マグネット式ユニバーサルスタンド
* optaro本体購入時セット品



専用ケース 各種 ¥3,300(税抜¥3,000)



iPhone モデル	専用ケース	iPhone モデル	専用ケース
iPhone 15 Pro Max	1653-3815M	iPhone 13 Pro Max	1653-3813M
iPhone 15 Plus	1653-3815L	iPhone 13 Pro	1653-3813P
iPhone 15	1653-3815E	iPhone 13	1653-3813E
iPhone 14 Pro Max	1653-3814P	iPhone 12 Pro Max	1653-3812M
iPhone 14 Pro	1653-3814M	iPhone 12 Pro	1653-3812P
iPhone 14	1653-3814E	iPhone 12	1653-3812E
iPhone 14 Plus	1653-3814L		

品 番：1653-3
機 能：拡大、コントラスト、マスキング、読書ライン
ア プリ：App Storeでダウンロード(無料) *iOS16以上
動 作：(約)2時間
充 電：(約)1.5時間
寸 法：(約)103 x 72 x 20 mm (折りたたみ時)
重 量：(約)120 g
保 証：2年間 (optaro®本体カメラモジュールのみ)
梱 包：本体、ケーブル(TypeC - TypeC)、取扱説明書



ダウンロード



018-240108

ユニバーサルスタンド(1653-38) * 充電アダプターは付属しません

- ・技適マーク認証済(018-240108)
- ・電波法により、5.2GHz帯は屋内使用に限ります
- ・(株)エッセンバッハ光学ジャパンからご購入いただく製品は、日本国内でのみ使用が可能です
- ・iPhoneおよびApp Store、iOSは、米国およびその他の国・地域で登録されたApple Inc.の商標です



キャンペーン価格
¥99,000
(税抜¥90,000)
¥198,000(税抜¥180,000)

【輸入/ 販売元】

optaro_v3 202502